

# MANUALE DI ISTRUZIONI

PER UN USO CORRETTO E SICURO DELL'APPARECCHIO

# Kooper<sup>®</sup>




**2197552**

**Orologio Fitness con cardiofrequenzimetro**  
**Voltaggio batteria 3.7 V**



## UNICAMENTE AD USO DOMESTICO

**ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.**



**TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO  
ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO  
DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU  
E DEL D.LGS N. 49/2014.**

**CARO CONSUMATORE,**

**È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBBLIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA". I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AI RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNARLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.**

**GRAZIE!**

**DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE**

**INFORMATION FOR USERS ABOUT THE CORRECT DISPOSAL  
OF THE PRODUCT ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU  
AND TO THE LEGISLATIVE DECREE N. 49/2014.**

**DEAR CUSTOMER,**

**IT IS IMPORTANT TO REMIND YOU THAT, AS A GOOD CITIZEN, YOU CANNOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS MUNICIPAL WASTE; YOU HAVE TO DO A SEPARATE COLLECTION. THE SYMBOL LABELLED ON THE APPLIANCE INDICATES THAT THE RUBBISH IS SUBJECT TO "SEPARATE COLLECTION". ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCE CANNOT BE CONSIDERED AS DOMESTIC WASTE. THEREFORE, AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH MUNICIPAL WASTES. THE USER MUST THEREFORE ASSIGN OR (HAVE COLLECTED) THE RUBBISH TO A TREATMENT FACILITY UNDER LOCAL ADMINISTRATION, OR HAND IT OVER TO THE RESELLER IN EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT NEW PRODUCT.**

**THE SEPARATE COLLECTION OF THE RUBBISH AND THE SUCCESSIVE TREATMENT, RECYCLING AND DISPOSAL OPERATIONS PROMOTE PRODUCTION OF APPLIANCES MADE WITH RECYCLED MATERIALS AND REDUCE NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT CAUSED BY IMPROPER TREATMENT OF RUBBISH.**

**THANK YOU!**

## AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

- NON IMMERGERE NESSUNA PARTE IN ACQUA
- NON ESPORRE AL CALORE O AL FUOCO

### **PERICOLO DI ESPLOSIONE!**

- NON MANOMETTERE E NON PERFORARE LE BATTERIE;
- NON GETTARE LE BATTERIE NEL FUOCO.
- SE IL LIQUIDO FUORIUSCITO DALLE BATTERIE VIENE A CONTATTO CON INDUMENTI O PELLE, LAVARE IMMEDIATAMENTE LA PARTE CON ACQUA PULITA E CONSULTARE SUBITO UN MEDICO. INTERRUOMPERS IMMEDIATAMENTE L'USO DELLE BATTERIE SE SI NOTANO ANOMALIE. EVITARE IL CONTATTO DELLE BATTERIE CON OGGETTI METALLICI, COME CHIAVI O MONETE.
- NON SMONTARE, TAGLIARE, COMPRIMERE, PIEGARE, FORARE O IN ALCUN MODO DANNEGGIARE LA BATTERIA. IN CASO DI FUORIUSCITA DI LIQUIDO DALLA BATTERIA, EVITARE IL CONTATTO DEL LIQUIDO CON LA PELLE O GLI OCCHI. QUALORA IL CONTATTO SI VERIFICHI, SCIACQUARE IMMEDIATAMENTE LA PARTE COLPITA CON ABBONDANTE ACQUA OPPURE CONSULTARE UN MEDICO. NON MODIFICARE, NÉ TENTARE DI INSERIRE OGGETTI ESTRANEI NELLA BATTERIA E NON IMMERGERLA NÉ ESPORLA ALL'ACQUA O AD ALTRI LIQUIDI. NON UTILIZZARE LE BATTERIE E IL CARICABATTERIE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PRESCRITTI. L'USO IMPROPRIO O L'USO DI BATTERIE O CARICABATTERIE NON APPROVATI O INCOMPATIBILI

PUÒ COMPORTARE IL PERICOLO DI INCENDIO, DEFLAGRAZIONE O ALTRI PERICOLI PER IL QUALE IL PRODUTTORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ NÉ FORNISCE ALCUNA GARANZIA.

- NON UTILIZZARE MAI UNA BATTERIA O UN CARICABATTERIE CHE RISULTI DANNEGGIATO. USARE IL CARICABATTERIE SOLO IN LUOGHI CHIUSI.

- NON GETTARE LE BATTERIE NEI RIFIUTI DOMESTICI. RISPETTARE LE NORMATIVE LOCALI. RICICLARLE QUANDO POSSIBILE.

### **DANNI E/O FUORIUSCITE!**

- LA MANCATA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI AVVERTENZE SOPRA RIPORTATE POTREBBE CAUSARE RISCHI DI SCOSSA ELETTRICA, DANNI/FUORI USCITE DI LIQUIDO, SURRISCALDAMENTO, ESPLOSIONE O INCENDIO E PROVOCARE GRAVI LESIONI PERSONALI E/O DANNI ALLE COSE.

### **TRATTAMENTO DELLE PILE/ACCUMULATORI A FINE VITA**

LA PILA/ACCUMULATORE/BATTERIA E L'EVENTUALE APPARECCHIO ELETTRICO ED ELETTRONICO NON DEVONO ESSERE SMALTITI COME RIFIUTO URBANO MA NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE 2002/96/CE, 2006/66/CE E DELLE LEGGI NAZIONALI DI RECEPIMENTO PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO A FINE VITA E DEVE ESSERE SOGGETTA A RACCOLTA SEPARATA PER EVITARE DANNI ALL'AMBIENTE. PER RIMUOVERE LA BATTERIA FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE INDICAZIONI.

IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA È SANZIONATO DALLA LEGGE.

## PARTI



## SPECIFICHE

Android™ 4.4 o versioni successive  
Apple 8.0 o versioni successive

## PRIMA DELL'USO

Assicurarsi che la carica del dispositivo sia sufficiente prima del primo utilizzo. Se la carica è troppo bassa per consentire l'avvio, ricarica prima il dispositivo.

## APPLICAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO

Il dispositivo funziona tramite l'App WEARFIT per Android e per Apple



## CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO

1) Dopo l'acquisto, impugnando il dispositivo con la mano sinistra, estrarre il corpo centrale del prodotto spingendo delicatamente verso l'alto la calotta superiore con l'indice della mano destra mentre con il pollice della stessa

mano spingere delicatamente verso il basso il braccialetto in silicone sul lato opposto al sensore (puntino bianco).

2) Collegare il dispositivo ad una presa USB di un PC e lasciare in ricarica per almeno 4 ore.

3) Una volta completata la ricarica, rimontare il dispositivo compiendo gli stessi gesti nell'ordine inverso.

4) Per poter utilizzare il dispositivo, è necessario scaricare l'app dagli Store summenzionati.

5) Per poter connettere dispositivo e applicazione, aprire le impostazioni del telefono ed attivare le connessioni con dispositivi senza fili.

6) Aprire l'applicazione; selezionare il Menu "Centro di notifica", "gestione della connessione", attivare la ricerca dispositivi, selezionare il dispositivo interessato.

7) Consentire le notifiche dell'applicazione.

8) Seguire gli step di configurazione guidata.

9) Dopo aver collegato correttamente il braccialetto, l'ora e la data verranno sincronizzati. È consigliabile per praticità configurare le notifiche e impostare tutti gli allarmi e le sveglie del dispositivo direttamente dall'app.

## **FUNZIONAMENTO DELL'OROLOGIO FITNESS**

Dopo aver collegato correttamente il braccialetto, l'ora e la data verranno sincronizzati.

L'app può sincronizzare lo stato di movimento, come contapassi, monitor del sonno, monitor di frequenza cardiaca, pressione sanguigna, etc.

## **AVVERTENZE**

Avvertenze relative al dispositivo:

- Evitare l'esposizione del dispositivo a fonti di calore o temperature elevate, ad esempio in un veicolo incustodito parcheggiato al sole.

Per evitare possibili danni, rimuovere il dispositivo dal veicolo o riporlo lontano dai raggi diretti del sole, ad esempio nella custodia.

- Quando non si utilizza il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, conservarlo nell'intervallo di temperature specificato nel manuale stampato nella confezione del prodotto.

**ATTENZIONE! IL PRODOTTO NON È UN DISPOSITIVO MEDICO E NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER FINALITÀ DIAGNOSTICHE O ASSIMILABILI!**

**CONSULTARE SEMPRE IL PROPRIO MEDICO PRIMA DI INIZIARE O MODIFICARE UN PROGRAMMA DI ALLENAMENTO.**

## **AVVERTENZE SULLA SALUTE**

In presenza di pacemaker o di altri dispositivi elettronici interni, consultare il medico prima di utilizzare il prodotto.

- Il pacco sensori emette una luce verde lampeggiante. Consultare il proprio medico se si soffre di epilessia o si è sensibili alle luci intense o lampeggianti.
- Consultare sempre il medico prima di iniziare o modificare un programma di allenamento.
- Il dispositivo e i dati correlati sono concepiti ai soli scopi ricreativi e non devono essere utilizzati per scopi medici, né per diagnosticare, monitorare, trattare, curare o prevenire malattie.
- I dati sulla frequenza cardiaca e sulla saturazione dell'ossigeno nel sangue hanno valore puramente indicativo, per cui non viene ammessa alcuna responsabilità in caso di eventuali letture errate.
- Sebbene la tecnologia di monitoraggio ottico della frequenza cardiaca fornisca solitamente una stima precisa della frequenza cardiaca dell'utente, in alcuni casi sussistono dei limiti alla tecnologia che possono causare letture della frequenza cardiaca imprecise. Tali casi includono le caratteristiche fisiche dell'utente, l'idoneità del dispositivo e il tipo e l'intensità dell'attività.
- Mentre la tecnologia del sensore del pulsossimetro fornisce una stima accurata della saturazione dell'ossigeno nel sangue, in alcuni casi sussistono delle limitazioni inerenti alla tecnologia che possono causare la lettura imprecisa della saturazione dell'ossigeno, incluse le caratteristiche fisiche dell'utente, l'idoneità del dispositivo, la posizione del dispositivo e il movimento.
- I rilevatori di attività si basano su sensori che rilevano i movimenti e altre metriche. I dati e le informazioni fornite da questi dispositivi rappresentano una stima realistica dell'attività e delle metriche rilevate, ma non sono precisi al 100% e includono i dati sul sonno, i passi, la distanza, la frequenza cardiaca e le calorie.

## FUNZIONI DISPONIBILI

L'app può sincronizzare lo stato di movimento, come contapassi, monitor del sonno, monitor di frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ecc.

- **Pagina iniziale:** visualizza ora, data e carica
- **Sveglia intelligente:** imposta l'orologio nell'App e il dispositivo vibrerà all'orario indicato
- **Contapassi:** conta i tuoi passi in un giorno, azzerata automaticamente il contatore dopo 24 ore. Puoi controllare i passaggi della cronologia nell'App.
- **Calorie:** conta il consumo di calorie, azzerata automaticamente il contatore dopo 24 ore. Puoi controllare i passaggi della cronologia nell'App.
- **Chilometri percorsi:** conta i km percorsi e azzerata automaticamente il contatore dopo 24 ore. Puoi controllare i passaggi della cronologia nell'App.
- **Monitor di frequenza cardiaca:** permette di passare all'interfaccia Monitor di frequenza cardiaca, il test verrà avviato automaticamente e le date verranno salvate nell'App.
- **Monitor della pressione sanguigna:** consente di passare all'interfaccia Monitor della pressione sanguigna, il test verrà avviato automaticamente e le date verranno salvate nell'App.
- **Monitor del sonno:** apre la funzione di rilevamento del sonno in Band e rileva lo stato del tuo sonno in 24 ore. Consente di salvare le date nello storico dell'App.
- **Promemoria di sedentarietà:** in "Impostazione funzione Band", attiva la funzione Promemoria sedentarietà. Inoltre, impostando l'ora il dispositivo vibrerà allo scadere del tempo.
- **Anti-smarrimento intelligente:** in "Impostazione funzione Band", attiva la funzione Anti-smarrimento intelligente; il braccialetto vibra quando il telefono è fuori portata del telefono.
- **Messaggio di notifica:** dopo aver completato l'associazione, quando il telefono riceve un messaggio o una telefonata, il braccialetto si illumina e vibra.
- **Promemoria chiamata in arrivo:** dopo aver completato l'associazione, quando c'è una chiamata in arrivo, il braccialetto mostrerà il contatto.
- **Agitare per i selfie:** apri questa funzione in "Impostazione funzione



Band”, quindi fai clic su “Agitare per i selfie” nella barra dei Menu e scuoti il braccialetto per scattare una foto.

- Una volta configurati i dati personali sull’applicazione (peso, altezza, genere, età etc.) il dispositivo potrà fungere da contacalorie attivando le funzioni “sport” tramite i vari menù accessibili via sensore a sfioramento. Il consumo viene calcolato al meglio impostando il programma che più si avvicina all’attività sportiva posta in essere.
- Per scorrere le varie funzioni direttamente dal dispositivo, sfiorare il sensore (cerchio bianco) con un polpastrello; per aprire la sezione corrispondente o per confermare una funzione, posizionare il polpastrello sopra il sensore e mantenere la posizione per due secondi.

## **VERIFICARE REGOLARMENTE LA PRESENZA DI AGGIORNAMENTI PER L’APPLICAZIONE.**

**ATTENZIONE: IL DISPOSITIVO È RESISTENTE AGLI SPRUZZI D’ACQUA, MA NON È ADATTO A LAVAGGI, DOCCE, BAGNI, NUOTATE, IMMERSIONI O ALTRE ATTIVITÀ ACQUATICHE. TALI ATTIVITÀ INVALIDANO LE CONDIZIONI DI GARANZIA. PULIRE CON UN PANNO UMIDIFICATO.**

Android, Google Play e il logo di Google Play sono marchi di Google LLC.  
Il logo Apple, iPhone, iPod touch, and iTunes sono marchi registrati di proprietà della Spett. Apple Inc.

## CONDIZIONI DI GARANZIA

La presente garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo, per consumatore, esclusivamente colui che utilizza il bene per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e, pertanto, per uso domestico/privato. Inoltre non pregiudica in alcun modo i diritti del consumatore stabiliti dal Dlgs 206/05. Questo certificato non deve essere spedito per convalida va conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

1. La Galileo Spa. garantisce l'apparecchio per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura e non con scontrino fiscale).

2. La garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano e deve essere comprovata da scontrino fiscale o fattura, che riporti il nominativo del Punto Vendita, la data di acquisto dell'apparecchio nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello).

3. Per garanzia, s'intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che sono risultate difettose all'origine per vizi di fabbricazione.

4. L'utente decade dai diritti di garanzia se non denuncia il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta dello stesso.

5. Entro i primi 6 mesi di vita del prodotto si ritiene il difetto esistente all'origine, successivamente deve esserne provata l'esistenza.

6. La riparazione o sostituzione dei componenti o dell'apparecchio stesso, non estendono la durata della garanzia.

7. Manopole, lampade, parti in vetro e in plastica, tubazioni e accessori così come tutte le parti asportabili e tutte le parti estetiche non sono coperte da garanzia, eventuali difetti estetici vanno riscontrati e denunciati con immediatezza dopo l'acquisto.

8. Tutti i materiali soggetti ad usura (guarnizioni in gomma/plastica, cinghie etc) non sono coperti da garanzia a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse.

9. La Galileo Spa. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente a persone e cose, come conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni tutte, incluse nell'apposito Manuale per l'uso dell'apparecchio allegato a ciascuno apparecchio, da parte dell'utente ed in particolar modo per quanto

concerne le avvertenze relative alla installazione, all'uso e manutenzione dell'apparecchio stesso.

10. La garanzia non diventa operante nei seguenti casi:

A. Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci.

B. Interventi errati di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione elettrica, mancanza di allacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni errate.

C. Installazione errata, imperfetta o incompleta per incapacità d'uso da parte dell'Utente o dell'installatore, se mancano gli spazi per operare intorno ai prodotti, se non vengono rispettate le indicazioni di conservazione e utilizzo degli stessi previste nei manuali, per eccessiva o scarsa temperatura degli ambienti.

D. Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato, o per generici problemi di funzionamento causati da errata impressione del cliente (es problemi di rumorosità, di raffreddamento, di riscaldamento, ecc.).

E. Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)

F. Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da personale non idoneo. Per guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, calcare ecc.).

G. Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto stesso.

H. L'uso improprio dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore.

Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione

**Galileo S.p.A. - C.F/ P.I. 08442821008, Capitale Sociale 500.000  
I.V., Rea RM – 1094899 -  
Strada Galli n. 27, 00019 Villa Adriana, Tivoli, Roma**

## ONLY FOR A DOMESTIC USE

ATTENTION! READ THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS HANDBOOK VERY CAREFULLY.

IT SHOULD BE PUT ASIDE FOR FURTHER CONSULTATION DURING THE ENTIRE LIFE-CYCLE OF THE PRODUCT SINCE IT GIVES IMPORTANT INDICATIONS ON THE PRODUCT'S FUNCTIONS AND SAFETY DURING INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.

GALILEO SPA - STRADA GALLI N. 27 - 00019 VILLA ADRIANA (RM) - MADE IN EXTRA EU

## GENERAL SAFETY INDICATIONS

- DO NOT IMMERSE ANY PART OF THE DEVICE IN WATER
- DO NOT EXPOSE TO HEAT OR FIRE.

## DANGER OF EXPLOSION!

- DO NOT PERFORATE OR TAMPER WITH BATTERIES;
- DO NOT THROW BATTERIES INTO FIRE.
- DO NOT DISASSEMBLE, CUT, COMPRESS, BEND, PIERCE OR DAMAGE BATTERIES. IN CASE OF LEAK FLUID OF BATTERY, AVOID CONTACT OF THIS LIQUID WITH SKIN AND EYES. IN CASE OF ANY CONTACT, WASH THE AFFECTED AREA WITH A COPIOUS AMOUNT OF WATER OR CONSULT IMMEDIATELY YOUR DOCTOR.

DO NOT MODIFY, INSERT FOREIGN OBJECTS INTO BATTERIES AND DO NOT SOAK OR EXPOSE THEM TO WATER OR OTHER LIQUIDS. DON'T USE BATTERIES OR CHARGER FOR ANY PURPOSE EXCEPT ITS INTENDED ONE.

PLEASE NOTE THAT ANY MISUSE OR DISAPPROVED OR INCOMPATIBLE USE OF BATTERIES AND

CHARGER CAN LEAD TO FIRE HAZARD, DEFLA-GRATION OR OTHERS DAN- GERS FOR WHICH THE PRODUCER DOES NOT TAKE ANY RESPON-SABILITY AND DOES NOT PROVIDE GUARANTEES.

- NEVER USE DAMAGED BATTERIES OR CHAR-GER. USE CHARGER ONLY INDOORS.
- DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN YOUR HOU-SEHOLD WASTE. RESPECT ALL LOCAL LAWS. RECYCLE WHENEVER POSSIBLE.

### **DAMAGES AND / OR LEAKAGES**

- PLEASE NOTE THAT NON-COMPLIANCE WITH THE ABOVE MENTIONED WARNING INSTRUCTIONS MAY LEAD TO ELECTRIC SHOCK HAZARDS, DAMAGES / LIQUID LEAKAGES, OVERHEATING, EXPLOSIONS OR FIRES AND THUS CAUSING SERIOUS PERSONAL INJURIES AND / OR DAMAGES TO OBJECTS.

### **END-OF-LIFE BATTERIES/ACCUMULATORS TREATMENT**

- TREATMENT OF END-OF-LIFE BATTERIES / AC-CUMULATORS BATTERIES/ACCUMULATORS AND THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE CANNOT BE DISPOSED AS DOMESTIC WASTE, THIS HAS TO BE DONE IN CONFORMITY WITH 2002/96/EC AND 2006/66/EC DIRECTIVES AND TO NATIONAL LAWS ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT. A SEPARATE COLLECTION IS ESSENTIAL TO AVOID DAMAGES TO THE ENVIRONMENT. IN ORDER TO REMOVE THE BATTERY, PLEASE RE-FER TO THE SPECIFIC INSTRUCTIONS. PLEASE NOTE THAT FAILURE TO RESPECT WHAT STATED ABOVE IS SANCTIONED BY THE LAW.

## COMPONENTS



## REQUIREMENT OF PHONES

Android™ 4.4 or above

Apple 8.0 or above

## BEFORE USE

Please make sure that the electricity of the wristband is sufficient before your first use.

If the charge level of the device is too low to make it start, please charge it

## APP DOWNLOAD

This fitness watch works with WEARFIT APP, both for Android and Apple devices.



## DEVICE CONFIGURATION

1) After purchase, holding the device with the left hand, remove the central body of the product by gently pushing up the top cover with the index finger

of the right hand while, with the thumb of the same hand, gently pushing down the silicone bracelet on the side opposite the sensor (white dot).

2) Connect the device to a USB socket on a PC and leave charging for at least 4 hours.

3) Once the charging is complete, reassemble the device by performing the same steps in the reverse order.

4) In order to use your device, you must download the app from the aforementioned stores.

5) To connect your device and application, open your phone settings and activate connections with wireless devices.

6) Open the application; select the “Notification Center” menu, “connection management”, enable device search, select the relevant device.

7) Allow application notifications.

8) Follow the setup wizard steps.

9) After connecting the bracelet correctly, the time and date will be synchronized. It is advisable for convenience to configure alerts and set all alarms on the device directly from the app.

## AVAILABLE FUNCTIONS

The app can synchronize motion status, such as step counter, sleep monitor, heart rate monitor, blood pressure, etc.

- **Start page:** Display time, date and charging status
- **Smart Alarm Clock:** Set the clock in the app and the device will vibrate at the indicated time
- **Pedometer:** Count your steps in one day, automatically resets after 24 hours. You can view step history in the app.
- **Calories:** Count calorie consumption, counter automatically resets after 24 hours. You can view your calorie history in the app.
- **Distance:** Count the miles traveled, resets automatically after 24 hours. You can view step history in the app.
- **Heart rate monitor:** Switch to the Cardiac frequency monitor interface, the test will start automatically and the dates will be saved in the app.
- **Blood Pressure Monitor:** Switch to the Blood pressure monitor interface, the test will start automatically and the dates will be saved in the app.
- **Sleep Monitor:** Open the sleep detection function in Band, detects your sleep status over 24 hours. Save the dates in the app.

- **Sedentary Reminder:** In “Band Function Setting”, activate the Sedentary reminder function and set the time, the device will vibrate when accordingly.
- **Smart Anti-Loss:** In “Band Function Setting”, turn on Smart anti-loss function; the bracelet vibrates when the phone is out of reach of the phone.
- **Notification message:** After completing pairing, when the phone receives a message or a phone call, the bracelet illuminates and vibrates.
- **Incoming Call Reminder:** After completing pairing, when there is an incoming call, the bracelet will show the contact.
- **Shake for selfies:** Open this function in “Setting function Band”, then click “Shake for selfies” in the menu bar and shake the bracelet to take a selfie.
- Once you have configured personal data on the application (weight, height, gender, age, etc.) the device can act as a calorie counter activating the “sport” functions through the various menus accessible via touch sensor. Consumption is best calculated by setting the program closest to the sporting activity being performed.
- To scroll through the various functions directly from the device, tap the sensor (white circle) with a fingertip; to open the corresponding section or to confirm a function, place the fingertip over the sensor and hold the position for two seconds.

## • REGULARLY CHECK FOR APPLICATION UPDATES.

**• ATTENTION: THE DEVICE IS RESISTANT TO SPLASHED WATER, BUT IS NOT SUITABLE FOR WASHING, SHOWERS, BATHS, SWIMMING, DIVING OR OTHER WATER ACTIVITIES. THESE ACTIVITIES INVALIDATE THE WARRANTY CONDITIONS. WIPE WITH A DAMP CLOTH.**

## HOW TO USE THE DEVICE

Once you have connected the device correctly, time and date will be automatically synchronized.

The App will monitor your movements such as Pedometer, Sleep monitor, Heart rate monitor, Blood pressure monitor, etc.



## WARNINGS

Warnings about the device:

- Avoid exposing the device to heat sources or elevated temperature, such as vehicles parked in the sun.

In order to avoid possible damages, remove the device from the vehicle or keep it away from the direct sunlight, for example by storing it in its case.

- When not using the device for a long period of time, store it by respecting the proper temperature range, specified in the instruction manual provided with the packaging of the device.

**ATTENTION! THE DEVICE IS NOT A MEDICAL DEVICE AND IT MUST NOT BE USED FOR ANY DIAGNOSTIC OR SIMILAR PURPOSES!**

**Always consult your doctor before starting or modifying a training program.**

## HEALTH WARNINGS

- In case of pacemakers or any other medical electronic internal device, consult your doctor before using this fitness watch.
- The sensor panel will emit a green flashing light. Consult your doctor if you suffer from epilepsy or if you are sensitive to bright or flashing lights.
- Always consult your doctor before starting or modifying a training program.
- The device and the related data are intended only for recreational purposes and they must not be used neither for medical purposes, nor to diagnose, monitor, treat, cure or prevent from any disease.
- Please note that data related to Heart rate monitor and Blood pressure are indicative; therefore it is not admitted any responsibility in case of any eventual misreading.
- Although the optical monitoring technology of the heart rate frequency provides generally a precise estimate of the individual heart rate, in some cases there may occur technological limits which may lead to an imprecise interpretation of the resulting data. These is the case of physical characteristics, device suitability and the kind and intensity of the activity performed.
- Even if the pulse oximeter sensor technology provides a precise estimate of the blood pressure level, in some cases there are some technological

limitations that may lead to a misinterpretation of the data, especially as for those ones concerning physical characteristics of the individual, the device suitability, the device location and movement sensors.

- The activity trackers are based on sensors which monitor movements and other parameters. Data and information given by those devices provide a realistic estimate of the activity and recorded metrics but note that they are not 100% accurate. This concerns data related to sleep tracking data, steps, distance, heart rate frequency and calories burned.

Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple, iPhone, iPod touch, and iTunes is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Sig. Felice Turco, Amministratore Unico della Galileo Spa, con sede in Strada Galli, 27 – Villa Adriana 00019 (RM), **DICHIARA** sotto la propria responsabilità che il prodotto di seguito riportato, a marchio FITLOVER®, di proprietà della scrivente Società:

**2197552 (FT-18121803) - OROLOGIO FITNESS 3 ASS. CARDIOFREQUENZIMETRO**

Al quale questa dichiarazione si riferisce è **CONFORME** alle seguenti Direttive Europee di riferimento:

**DIRETTIVA RED 2014/53/EU**

**norme armonizzate:**

**EN 301 489-1 V2.1.1;**

**EN 301 489-17 V3.1.1;**

**EN 300 328 V2.1.1;**

**EN 62479:2010;**

**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013:**

**DIRETTIVA ROHS 2011/65/EU**

**IEC 62321-2:2013;**

**IEC 62321-1:2013;**

**IEC 62321-3-1:2013;**

**IEC 62321-5:2013;**

**IESC 62321-4:2013+A1:2017;**

**IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017 & ISO 17075-1:2017;**

**IEC 62321-6:2015;**

**IEC 62321-8:2017;**

**Potenza irradiata: <10mW**

**Intervallo di frequenze: 2402 MHz – 2480 Mhz**

**Tipo di modulazione: GFSK**

**Numero di canali: 40**

**Spaziatura canali: 2 Mhz**

**Tipo di antenna: integrata a microstriscia**


**Guadagno antenna: 1.0 Dbi**

Quanto sopra risulta essere meglio specificato nei certificati e rapporti di prova in nostro possesso.

La presente dichiarazione sarà sostituita in caso di intervenuti cambiamenti nella produzione o formulazione del materiale ovvero se le prescrizioni di legge applicabili saranno modificate richiedendo nuove verifiche ai fini della conformità.

Tivoli, 30 aprile 2021

Felice Turco, I.r.p..t.  
Galileo S.p.A



**Galileo S.p.A.**

a. Strada Galli n. 27 s 00019 Villa Adriana s Tivoli (RM) • C.F. | p. IVA | Registro Imprese di Roma 08442821008 • R.E.A. n. 1094899  
Capitale Sociale € 550.000,00 int. vers. • t. 0774.5021 • f. 0774.502.222 • e. info@galileospa.com

[www.galileospa.com](http://www.galileospa.com)