




ALFA 6



5906259
PISTOLA MASSAGGIANTE
7,4 V • ASSORBIMENTO MASSIMO 10W

UNICAMENTE AD USO DOMESTICO

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.



**TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO
ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU
E DEL D.LGS N. 49/2014.**

CARO CONSUMATORE,

È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBBLIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA". I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AI RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNARLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.

GRAZIE!

DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE

**INFORMATION FOR USERS ABOUT THE CORRECT DISPOSAL
OF THE PRODUCT ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU
AND TO THE LEGISLATIVE DECREE N. 49/2014.**

DEAR CUSTOMER,

IT IS IMPORTANT TO REMIND YOU THAT, AS A GOOD CITIZEN, YOU CANNOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS MUNICIPAL WASTE; YOU HAVE TO DO A SEPARATE COLLECTION. THE SYMBOL LABELLED ON THE APPLIANCE INDICATES THAT THE RUBBISH IS SUBJECT TO "SEPARATE COLLECTION". ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCE CANNOT BE CONSIDERED AS DOMESTIC WASTE. THEREFORE, AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH MUNICIPAL WASTES. THE USER MUST THEREFORE ASSIGN OR (HAVE COLLECTED) THE RUBBISH TO A TREATMENT FACILITY UNDER LOCAL ADMINISTRATION, OR HAND IT OVER TO THE RESELLER IN EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT NEW PRODUCT.

THE SEPARATE COLLECTION OF THE RUBBISH AND THE SUCCESSIVE TREATMENT, RECYCLING AND DISPOSAL OPERATIONS PROMOTE PRODUCTION OF APPLIANCES MADE WITH RECYCLED MATERIALS AND REDUCE NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT CAUSED BY IMPROPER TREATMENT OF RUBBISH.

THANK YOU!

PERICOLO PER I BAMBINI!

- QUESTO APPARECCHIO ELETTRICO NON È UN GIOCATTOLO. UTILIZZARLO E RIPORLO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. I COMPONENTI DELL'IMBALLAGGIO (EVENTUALI SACCHETTI IN PLASTICA, CARTONI, ECC.) DEVONO ESSERE TENUTI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- L'USO DI QUESTO APPARECCHIO È CONSENTITO AI BAMBINI A PARTIRE DAGLI 8 ANNI DI ETÀ E ALLE PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI OPPURE CON MANCATA ESPERIENZA E CONOSCENZA, SUPERVISIONATI O ISTRUITI DA PERSONE ADULTE E RESPONSABILI PER LA LORO SICUREZZA. QUESTO APPARECCHIO NON È DA INTENDERSI ADATTO ALL'USO DA PARTE DI PERSONE (INCLUSI I BAMBINI) CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O PRIVE DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE SIANO STATE SUPERVISIONATE O ISTRUITE RIGUARDO ALL'USO DELL'APPARECCHIO DA UNA PERSONA RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA E SOLO DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE ABBIANO COMPRESO I PERICOLI DERIVANTI DALL'USO.
- I BAMBINI DEVONO ESSERE TENUTI SOTTO CONTROLLO PER EVITARE CHE GIOCHINO CON L'APPARECCHIO.

PERICOLO LESIONI!

- PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI L'APPARECCHIO IN PRESENZA DI BAMBINI.
- QUANDO L'APPARECCHIO È IN FUNZIONE CONTROLLARLO COSTANTEMENTE E NON LASCIARLO MAI INCUSTODITO.
- PER EVITARE LESIONI TENERE LONTANI VESTITI E ALTRI OGGETTI.
- PRIMA DI SOSTITUIRE GLI ACCESSORI SPEGNERE L'APPARECCHIO E STACCARE LA SPINA! NON INSERIRE LA SPINA DELL'APPARECCHIO NELLA PRESA SENZA AVER PRIMA INSTALLATO TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI.
- NON TOCCARE MAI LE PARTI IN MOVIMENTO DELL'APPARECCHIO ED ATTENDERE SEMPRE L'ARRESTO.
- TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA QUANDO L'APPARECCHIO NON È UTILIZZATO.
- NON EFFETTUARE ALCUN TENTATIVO DI PULIZIA MENTRE L'APPARECCHIO È IN FUNZIONE.
- LE OPERAZIONI DI PULIZIA NON DEVONO ESSER EFFETTUATE DA BAMBINI NON SORVEGLIATI.

PERICOLO SCOSSA ELETTRICA!

- QUESTO APPARECCHIO È CONCEPITO PER FUNZIONARE UNICAMENTE A CORRENTE ALTERNATA. PRIMA DI METTERLO IN FUNZIONE ASSICURARSI CHE LA TENSIONE DI RETE CORRISPONDA A QUELLA INDICATA SULLA TARGHETTA DATI.
- COLLEGARE L'APPARECCHIO SOLO A PRESE DI CORRENTE AVENTI PORTATA MINIMA 10 AMPERE.
- NON TIRARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O L'APPARECCHIO STESSO PER TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE.

- SVOLGERE COMPLETAMENTE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIO.

- NON LASCIARE MAI SCORRERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SU SPIGOLI TAGLIENTI; EVITARE DI SCHIACCIARLO.

- NON LASCIARE L'APPARECCHIO ESPOSTO AD AGENTI ATMOSFERICI (PIOGGIA, GELO, SOLE, ECC.).

- NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO:

- CON LE MANI BAGNATE O UMIDE;

- SE È CADUTO E PRESENTA EVIDENTI ROTTURE O ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO;

- SE LA SPINA O IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA È DIFETTOSO;

- IN AMBIENTI UMIDI O SATURI DI GAS.

- NON COPRIRE L'APPARECCHIO CON ASCIUGAMANI, INDUMENTI, ECC.

- COLLOCARE L'APPARECCHIO SOLO SU PIANI DI APPOGGIO ORIZZONTALI E STABILI, LONTANO DA DOCCE, VASCHE DA BAGNO, LAVANDINI, ECC.

- SE L'APPARECCHIO SI DOVESSE BAGNARE O ENTRASSE IN CONTATTO CON ACQUA NON UTILIZZARLO E FARLO CONTROLLARE DA UN LABORATORIO SPECIALIZZATO.

- TOGLIERE SEMPRE LA SPINA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMMEDIATAMENTE DOPO L'USO E PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI INTERVENTO DI PULIZIA O MANUTENZIONE.

- SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO

ESSO DEVE ESSERE SOSTITUITO DA UN CAVO O DA UN ASSEMBLAGGIO SPECIALI, DISPONIBILI PRESSO IL COSTRUTTORE O IL SUO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA.

- LE EVENTUALI RIPARAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE SOLO DA UN TECNICO SPECIALIZZATO. RIPARARE DA SÉ L'APPARECCHIO PUÒ ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO.
- UN APPARECCHIO FUORI USO DEVE ESSERE RESO INUTILIZZABILE, TAGLIANDO IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PRIMA DI BUTTARLO.
- PULIRE L'APPARECCHIO UTILIZZANDO UN PANO UMIDO. NON USARE SOLVENTI O DETERSIVI ABRASIVI.
- L'APPARECCHIO È CONCEPITO PER L'USO DOMESTICO.

ATTENZIONE!

QUESTO APPARECCHIO NON È UN GIOCATTOLO SESSUALE: NON APPLICARE SU PARTI INTIME E/O GENITALI. IL PRODOTTO NON È UN DISPOSITIVO MEDICO E NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER FINALITÀ TERAPEUTICHE O ASSIMILABILI, NÉ È CONCEPITO PER L'USO PROFESSIONALE

LEGGERE CON ATTENZIONE QUESTO LIBRETTO ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE ED USARE L'APPARECCHIO. CONSERVARLO PER FUTURE CONSULTAZIONI.

AVVERTENZE BATTERIE

- NON IMMERGERE NESSUNA PARTE IN ACQUA
- NON ESPORRE AL CALORE O AL FUOCO.

PERICOLO DI ESPLOSIONE!

- NON MANOMETTERE E NON PERFORARE LE BATTERIE;
- NON GETTARE LE BATTERIE NEL FUOCO.
- SE IL LIQUIDO FUORIUSCITO DALLE BATTERIE VIENE A CONTATTO CON INDUMENTI O PELLE, LAVARE IMMEDIATAMENTE LA PARTE CON ACQUA PULITA E CONSULTARE SUBITO UN MEDICO. INTERRUOMPERS IMMEDIATAMENTE L'USO DELLE BATTERIE SE SI NOTANO ANOMALIE. EVITARE IL CONTATTO DELLE BATTERIE CON OGGETTI METALLICI, COME CHIAVI O MONETE.
- NON SMONTARE, TAGLIARE, COMPRIMERE, PIE-GARE, FORARE O IN ALCUN MODO DANNEGGIARE LA BATTERIA. IN CASO DI FUORIUSCITA DI LIQUIDO DALLA BATTERIA, EVITARE IL CONTATTO DEL LIQUIDO CON LA PELLE O GLI OCCHI. QUALORA IL CONTATTO SI VERIFICH, SCIACQUARE IMMEDIATAMENTE LA PARTE COLPITA CON ABBONDANTE ACQUA OPPURE CONSULTARE UN MEDICO. NON MODIFICARE, NÉ TENTARE DI INSERIRE OGGETTI ESTRANEI NELLA BATTERIA E NON IMMERGERLA NÉ ESPORLA ALL'ACQUA O AD ALTRI LIQUIDI.
- NON UTILIZZARE LE BATTERIE E IL CARICABATTERIE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PRESCRITTI. L'USO IMPROPRIO O L'USO DI BATTERIE O CARICABATTERIE NON APPROVATI O INCOMPATIBILI PUÒ COMPORTARE IL PERICOLO DI INCENDIO, DEFLAGRAZIONE O ALTRI PERICOLI PER IL QUALE IL PRODUTTORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ NÉ FORNISCE ALCUNA GARANZIA.

NON UTILIZZARE MAI UNA BATTERIA O UN CARICABATTERIE CHE RISULTI DANNEGGIATO. USARE IL CARICABATTERIE SOLO IN LUOGHI CHIUSI.

- NON GETTARE LE BATTERIE NEI RIFIUTI DOMESTICI.
- RISPETTARE LE NORMATIVE LOCALI. RICICLARLE QUANDO POSSIBILE. PERICOLO DI DANNI E/O FUORIUSCITE!
- LA MANCATA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI AVVERTENZE SOPRA RIPORTATE POTREBBE CAUSARE RISCHI DI SCOSSA ELETTRICA, DANNI/FUORIUSCITE DI LIQUIDO, SURRISCALDAMENTO, ESPLOSIONE O INCENDIO E PROVOCARE GRAVI LESIONI PERSONALI E/O DANNI ALLE COSE.


TRATTAMENTO DELLE PILE/ACCUMULATORI A FINE VITA

- LA PILA/ACCUMULATORE/BATTERIA E L'EVENTUALE APPARECCHIO ELETTRICO ED ELETTRONICO NON DEVONO ESSERE SMALTITI COME RIFIUTO URBANO MA NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE 2002/96/CE, 2006/66/CE E DELLE LEGGI NAZIONALI DI RECEPIMENTO PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO A FINE VITA E DEVE ESSERE SOGGETTA A RACCOLTA SEPARATA PER EVITARE DANNI ALL'AMBIENTE.
- PER RIMUOVERE LA BATTERIA FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE INDICAZIONI.

NOTA:


IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA È SANZIONATO DALLA LEGGE.

1. COMPONENTI DEL PRODOTTO



1. INDICATORI LED DELLA CARICA E DELLA FREQUENZA
2. TESTINA INTERCAMBIABILE
3. INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
4. INGRESSO CAVO DI RICARICA
5. IMPUGNATURA ANTI-SCIVOLO

2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



6 FREQUENZE SELEZIONABILI

4 TESTINE INTERCAMBIABILI PER DIFFERENTI TIPI DI MASSAGGI.

3. UTILIZZO DELLA PISTOLA MASSAGGIANTE

Ricarica e Utilizzo

1. Poggiare la pistola su una superficie piana, stabile e antiscivolo: successivamente inserire il connettore del cavo di ricarica nell'apposito attacco posto sulla culatta della pistola, quindi connettere la spina dell'alimentatore alla presa di corrente elettrica. Caricare per 2 ore circa prima dell'uso.

2. Per utilizzare la pistola da massaggio, disconnettere il caricabatteria, inserire la testina massaggiante d'interesse fino in fondo nell'apposito alloggiamento, senza forzare, e premere il pulsante posto al centro della culatta per accendere l'apparecchio; tramite successive pressioni dell'interruttore è possibile selezionare la frequenza di percussione. Le spie poste sulla circonferenza si accenderanno per indicare il regime di funzionamento selezionato.

Per spegnere il dispositivo, premere a fondo l'interruttore centrale.

3. Al fine di prolungare la durata della batteria, si consiglia di non esaurire completamente la carica della batteria.


4. Per rimuovere la testa battente, spegnere la pistola da massaggio, e trazione delicatamente e longitudinalmente l'accessorio innestato. Utilizzare un prodotto antibatterico o alcool per pulire le teste battenti tra un utilizzo e l'altro.

ATTENZIONE!


- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti!
- Non utilizzare il prodotto per più di 1 minuto sulla stessa zona e comunque per intervalli più lunghi di 10 minuti al fine di evitarne il surriscaldamento e consentirne il corretto raffreddamento. Attendere almeno 5 minuti prima di riprenderne l'uso per un nuovo intervallo massimo;

3. SOSTITUZIONE TESTINE

1. Rimuovere la testina precedentemente innestata sul dispositivo.



2. Sostituire con la testina che si desidera utilizzare



4. AVVERTENZE

- Ad uso esclusivo degli adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Interrompere immediatamente l'uso in caso di dolore o fastidio
- Evitare il contatto con la testa e/o altre aree ossee
- Utilizzare per non più di 1 minuto per ogni specifica area del corpo. Continuare a muovere la pistola sui muscoli ed evitare le zone ossee
- Evitare di avvicinare dita, mani e/o capelli alla testina della pistola massaggiante.
- Non fare cadere la pistola massaggiante

ATTENZIONE:

NON UTILIZZARE LA PISTOLA DA MASSAGGIO SENZA L'APPROVAZIONE DEL MEDICO IN PRESENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- Interventi chirurgici recenti di qualsiasi tipo;
 - Malattie della pelle e/o ferite causate da pistole da massaggio vibranti;
 - Ernia del disco;
 - Gravidanza;
 - Diabete/neuropatie o danni alla retina;
 - Pacemakers;
 - Ferite o lesioni;
-
- Non immergere in acqua, sabbia e/o detriti sciolti che potrebbero entrare nello sfiato dell'alloggiamento del motore
 - Non tentare di smontare il prodotto e non tentare di manomettere il prodotto per alterarne le prestazioni.

5. REAZIONI AVVERSE

Potrebbero verificarsi irritazioni cutanee e lievi contusioni se la pistola da massaggio viene utilizzata in un punto localizzato per più di 60 secondi o su zone ossee. Si potrebbero verificare reazioni avverse su persone in fase di recupero da un intervento chirurgico, in presenza di malattie della pelle, disturbi neurologici, ferite, fratture ossee e/o contusioni. In via precauzionale per evitare simili reazioni, si consiglia di consultare il proprio medico prima di utilizzare la pistola da massaggio.

6. PULIZIA

- Per pulire il dispositivo, utilizzare un panno leggermente umido, quindi asciugare scrupolosamente.
- Pulire le teste battenti utilizzando prodotti antibatterici per prevenire qualsiasi contaminazione batterica.

7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Se la pistola da massaggio non si accende, verificare le connessioni di ricarica, e procedere ad una ricarica completa.
- Se la batteria non si carica, controllare che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato al caricabatterie o alla presa di corrente.

8. SPECIFICHE BATTERIA E ALIMENTATORE

Specifiche batteria:

2 celle 18650

Voltaggio: 7.4 V

Wattaggio: 10 W

Capacità batteria: 1500 mAh

Tempi di ricarica: 2 h circa

Durata batteria: autonomia 40 minuti circa

Specifiche alimentatore:

- Input 100-240 V AC 50/60 Hz | 4. A

- Output: 8.4 VDC 1.0 A

Nota sulla durata di conservazione della batteria:

Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di caricare la batteria al 50% ogni 3 mesi.

CONDIZIONI DI GARANZIA

La presente garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo, per consumatore, esclusivamente colui che utilizza il bene per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e, pertanto, per uso domestico/privato. Inoltre non pregiudica in alcun modo i diritti del consumatore stabiliti dal Dlgs 206/05. Questo certificato non deve essere spedito per convalida va conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

1. La Galileo Spa. garantisce l'apparecchio per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura e non con scontrino fiscale).

2. La garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano e deve essere comprovata da scontrino fiscale o fattura, che riporti il nominativo del Punto Vendita, la data di acquisto dell'apparecchio nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello).

3. Per garanzia, s'intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che sono risultate difettose all'origine per vizi di fabbricazione.

4. L'utente decade dai diritti di garanzia se non denuncia il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta dello stesso.

5. Entro i primi 6 mesi di vita del prodotto si ritiene il difetto esistente all'origine, successivamente deve esserne provata l'esistenza.

6. La riparazione o sostituzione dei componenti o dell'apparecchio stesso, non estendono la durata della garanzia.

7. Manopole, lampade, parti in vetro e in plastica, tubazioni e accessori così come tutte le parti asportabili e tutte le parti estetiche non sono coperte da garanzia, eventuali difetti estetici vanno riscontrati e denunciati con immediatezza dopo l'acquisto.

8. Tutti i materiali soggetti ad usura (guarnizioni in gomma/plastica, cinghie etc) non sono coperti da garanzia a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse.

9. La Galileo Spa. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente a persone e cose, come conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni tutte, incluse nell'apposito Manuale per l'uso dell'apparecchio allegato a ciascuno apparecchio, da parte dell'utente ed in particolar modo per quanto concerne le

avvertenze relative alla installazione, all'uso e manutenzione dell'apparecchio stesso.

10. La garanzia non diventa operante nei seguenti casi:

A. Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci.

B. Interventi errati di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione elettrica, mancanza di allacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni errate.

C. Installazione errata, imperfetta o incompleta per incapacità d'uso da parte dell'Utente o dell'installatore, se mancano gli spazi per operare intorno ai prodotti, se non vengono rispettate le indicazioni di conservazione e utilizzo degli stessi previste nei manuali, per eccessiva o scarsa temperatura degli ambienti.

D. Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato, o per generici problemi di funzionamento causati da errata impressione del cliente (es problemi di rumorosità, di raffreddamento, di riscaldamento, ecc.).

E. Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)

F. Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da personale non idoneo. Per guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, calcare ecc.).

G. Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto stesso.

H. L'uso improprio dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore.

Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione

**Galileo S.p.A. - C.F/ P.I. 08442821008, Capitale Sociale 500.000
I.V., Rea RM – 1094899 -
Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma**

EN USER INSTRUCTIONS

FOR A CORRECT AND SAFE USE OF THE APPLIANCE

K O O P E R[®] X

ONLY FOR A DOMESTIC USE

ATTENTION! READ THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS HANDBOOK VERY CAREFULLY.

IT SHOULD BE PUT ASIDE FOR FURTHER CONSULTATION DURING THE ENTIRE LIFE-CYCLE OF THE PRODUCT SINCE IT GIVES IMPORTANT INDICATIONS ON THE PRODUCT'S FUNCTIONS AND SAFETY DURING INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.

GALILEO SPA - STRADA GALLI N. 27 - 00019 TIVOLI (RM) - MADE IN EXTRA EU

GENERAL SAFETY INDICATIONS

~~DANGER FOR CHILDREN~~ IS NOT A TOY. AFTER USE, STORE IT OUT OF REACH OF CHILDREN. KEEP PACKING MATERIAL (PLASTIC BAGS, CARTON, ETC.) OUT OF REACH OF CHILDREN.

- THIS APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED BY CHILDREN 8 YEARS OF AGE OR OLDER AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, SUPERVISED OR INSTRUCTED BY ADULTS RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY AND HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.
- CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO MAKE SURE THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.

DANGER OF INJURY!

- PAY UTMOST ATTENTION IN CASE THE APPLIANCE IS USED IN THE PRESENCE OF CHILDREN.
- NEVER LEAVE THE APPLIANCE UNATTENDED WHILE IN USE.
- TO AVOID INJURIES, KEEP CLOTHES AND ANY OTHER OBJECTS AWAY.
- SWITCH OFF AND UNPLUG THE APPLIANCE BEFORE CHANGING THE ACCESSORIES! DO NOT PLUG THE APPLIANCE TO THE POWER SOCKET IF THE NECESSARY ACCESSORIES ARE NOT INSTALLED.
- NEVER TOUCH THE MOVING PARTS OF THE APPLIANCE AND ALWAYS WAIT FOR THE APPLIANCE TO STOP COMPLETELY.
- UNPLUG THE APPLIANCE FROM THE POWER SOCKET WHEN THE APPLIANCE IS NO LONGER IN USE.
- DO NOT CLEAN WHILE THE APPLIANCE IS WORKING.
- THE CLEANING MUST NOT BE CARRIED OUT BY UNSUPERVISED CHILDREN.

DANGER OF ELECTRICAL SHOCK!

- THIS APPLIANCE IS DESIGNED TO OPERATE ONLY WITH ALTERNATING CURRENT. BEFORE STARTING IT, MAKE SURE THAT THE VOLTAGE CORRESPONDS TO THE ONE INDICATED ON THE RATING LABEL.
- CONNECT THE APPLIANCE ONLY TO THE POWER OUTLETS WITH A MINIMUM CAPACITY OF 10 AMPERES.
- DO NOT PULL THE POWER CORD OR THE APPLIANCE ITSELF TO REMOVE THE PLUG FROM THE WALL SOCKET.

- FULLY UNWIND THE POWER CORD BEFORE OPERATING THE APPLIANCE.
 - NEVER LET THE POWER CORD RUN THROUGH SHARP EDGES; AVOID CRUSHING IT.
 - DO NOT LEAVE THE APPLIANCE EXPOSED TO ATMOSPHERIC AGENTS (RAIN, FROST, SUN, ETC.).
 - NEVER USE THE APPLIANCE:
 - WITH WET OR MOIST HANDS;
 - IF IT HAS FALLEN AND HAS OBVIOUS RUPTURES OR MALFUNCTIONS;
 - IF THE PLUG OR POWER CORD DEFECTIVE;
 - IN HUMID OR GAS SATURATED ENVIRONMENTS.
 - DO NOT COVER THE APPLIANCE WITH TOWELS, CLOTHES, ETC.
 - PLACE THE APPLIANCE ONLY ON HORIZONTAL AND STABLE SURFACES, AWAY FROM SHOWERS, BATHTUBS, SINKS, ETC.
 - IF THE APPLIANCE GETS WET OF GETS IN CONTACT WITH WATER, DO NOT USE IT AND MAKE IT CHECKED BY A SPECIALISED LABORATORY.
 - ALWAYS REMOVE THE MAINS PLUG FROM THE POWER SUPPLY IMMEDIATELY AFTER USE AND BEFORE PERFORMING ANY CLEANING OR MAINTENANCE WORK.
 - IF POWER CORD IS DAMAGED, IT HAS TO BE REPLACED WITH ANOTHER CABLE OR A SPECIAL ASSEMBLY BY THE MANUFACTURER OR BY A CUSTOMER SERVICE OR BY SOMEONE WITH A SIMILAR QUALIFICATION, IN ORDER TO AVOID ANY RISK.
 - REPAIRS SHOULD BE CARRIED OUT ONLY BY A QUALIFIED TECHNICIAN.
- PLEASE NOTE THAT REPAIRING THE APPLIANCE BY

YOURSELF CAN BE EXTREMELY DANGEROUS.

- AN APPLIANCE THAT IS NOT WORKING ANYMORE, MUST BE RENDERED UNUSABLE BY CUTTING THE POWER CORD BEFORE DISPOSING OF IT.
- CLEAN THE APPLIANCE USING A DAMP CLOTH. DO NOT USE SOLVENTS OR ABRASIVE DETERGENTS.
- THE APPLIANCE IS DESIGNED FOR A DOMESTIC USE.

ATTENTION!

THIS APPLIANCE IS NOT A SEX TOY: DO NOT USE IT ON INTIMATE PARTS AND / OR GENITALS.

THIS APPLIANCE IS NOT A MEDICAL DEVICE AND THUS IT MUST NOT BE USED NEITHER FOR THERAPEUTIC OR SIMILAR PURPOSES NOR A PROFESSIONAL USE.

PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE INSTALLING AND USING THE APPLIANCE. KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

BATTERY WARNINGS

- DO NOT IMMERSE ANY PART INTO WATER.
- AND DO NOT EXPOSE TO HEAT OR FIRE.

DANGER OF EXPLOSION!

- DO NOT PIERCE OR TAMPER WITH THE BATTERIES;
 - DO NOT THROW THE BATTERIES INTO THE FIRE;
 - IF THE LEAKING FLUID FROM BATTERIES GETS IN CONTACT WITH CLOTHES OR SKIN, WASH IMMEDIATELY WITH CLEAN WATER AND PLEASE TAKE IMMEDIATE ACTION AND CONSULT A DOCTOR.
- STOP IMMEDIATELY TO USE THE BATTERIES IN CASE

YOU NOTICE ANY ANOMALY AND AVOID THEIR CONTACT WITH METAL OBJECTS, SUCH AS KEYS OR COINS.

- NEVER DISASSEMBLE, CUT, COMPRESS, FOLD, PIERCE OR DAMAGE THE BATTERY. IN CASE YOU NOTICE SOME LIQUID LEAKING OUT FROM THE BATTERY AND AVOID IT TO CONTACT WITH YOUR SKIN OR EYES. IF IT HAPPENS, RINSE IMMEDIATELY THE AFFECTED AREA WITH ABUNDANT WATER OR CONTACT YOUR DOCTOR PROMPTLY. DO NOT ATTEMPT TO INSERT ANY FOREIGN OBJECT INTO THE BATTERY AND NEVER IMMERSE OR EXPOSE IT TO WATER OR ANY OTHER LIQUIDS.

- DO NOT USE BATTERIES AND THE BATTERY CHARGER FOR ANY OTHER USE EXCEPT ITS INTENDED ONE. AN IMPROPER USE OR THE USE OF NON-APPROVED OR NON-COMPATIBLE BATTERIES OR CHARGER MAY LEAD TO DANGER OF FIRE, DEFLAGRATION OR OTHER DANGERS FOR WHICH THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE AND CANNOT PROVIDE ANY GUARANTEE.

- NEVER USE A DAMAGED BATTERY OR A DAMEGED CHARGER. USE THE CHARGER ONLY INDOORS.

- NEVER THROW BATTERIES INTO HOUSEHOLD WASTE.

- ALWAYS COMPLY WITH LOCAL REGULATIONS. RECYCLE WHENEVER POSSIBILE. DANGER OF DAMAGES AND / OR LEAKAGES!

- NON-COMPLIANCE WITH THE ABOVE-MENTIONED WARNINGS COULD CAUSE ELECTRIC SHOCK RISKS, DAMAGES / LEAKAGE OF LIQUIDS, OVERHEA-

TING, EXPLOSION OR FIRE, WHICH MAY LEAD TO SERIOUS PERSONAL INJURIES AND / OR DAMAGE TO OBJECTS.


DISPOSAL OF BATTERIES / ACCUMULATORS AT THE END OF LIFE

- THE BATTERY/ACCUMULATOR AND THE EVENTUAL ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICE MUST NOT BE DISPOSED AS URBAN WASTE BUT IN ACCORDANCE WITH 2002/96/CE, 2006/66/CE DIRECTIVES AND NATIONAL LAWS RELATING TO THE DISPOSAL OF THE PRODUCT AT THE END OF ITS LIFE. IT HAS TO RESPECT A SEPARATE COLLECTION IN ORDER TO AVOID ENVIRONMENTAL DAMAGES.
- IN ORDER TO REMOVE BATTERIES, PLEASE REFER TO THE SPECIFIC GUIDELINES.

NOTE:


FAILURE TO RESPECT WHAT STATED ABOVE IS SANCTIONED BY THE LAW.

1. PARTS DESCRIPTION



1. LED AND FREQUENCY INDICATOR LIGHTS
2. REPLACEABLE MASSAGE HEAD
3. ON / OFF SWITCH
4. CHARGING INTERFACE
5. NON-SLIP GRIP

2. PRODUCT CHARACTERISTICS



6 ADJUSTABLE FREQUENCIES

4 REPLACEABLE HEADS FOR DIFFERENT KINDS OF MASSAGE

3. HOW TO USE THE MASSAGE GUN

Charging and Use

1. Place the device on a flat, stable and non-slip surface, then insert the connector of the recharging cable in the appropriate socket on the back of the device, then connect the plug of the power supply to the electrical outlet. Charge for about 2 hours before use.

2. To use the massage gun, disconnect the battery charger, insert the relevant massage head fully into the appropriate slot, without forcing, and press the button in the center of the rear to switch on the device. Successive presses of the switch allow you to select the percussion frequency. The lights on the circumference will illuminate to indicate the selected operating speed. To

turn the device off, press the center switch.

3. In order to prolong the life of the battery, it is recommended that you do not fully deplete the battery charge.


4. To remove the massage head, turn off the massage gun, and gently pull the attachment lengthwise. Use an antibacterial product or alcohol to clean the massage heads between uses.

WARNING!


- Do not use the device for purposes other than those intended!
- Do not use the product for more than 1 minute on the same area and in any case for intervals longer than 10 minutes in order to avoid overheating. Allow proper cooling. Wait at least 5 minutes before resuming use and starting a new maximum interval;

3. METHOD OF REPLACEMENT OF MASSAGE HEAD

1. Pull out the original massage head



2. Put on the massage head you need to use



4. WARNINGS

- For adult use only. Keep out of reach of children;
- Stop using it immediately in case of pain or discomfort;
- Avoid contact with the head and/or other bony areas;
- Do not use it for more than 1 minute on a single specific area of the body. Continue to move the gun across muscles and avoid bony areas;
- Avoid getting fingers, hands, and/or hair near the massage gun head;
- Do not drop the massage gun;

WARNING:

DO NOT USE THE MASSAGE GUN WITHOUT A DOCTOR'S APPROVAL UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:

- Recent surgery of any kind
 - Skin diseases and / or injuries caused by vibrating massage guns
 - Disc hernia
 - Pregnancy
 - Diabetes / neuropathies or retinal damage
 - Pacemakers
 - Wounds or injuries
-
- Do not immerse in water, sand or other loose debris that could enter the motor housing vent.
 - Do not attempt to disassemble the product or tamper with the product to alter its performance.

5. ADVERSE REACTION

Skin irritation and minor bruising may occur if the massage gun is used in a localized spot for more than 60 seconds or on bony areas. Adverse reactions may occur on persons recovering from surgery or persons with skin disease, neurological disorders, wounds, bone fractures and/or bruises. As a precautionary measure to avoid negative reactions, you should consult your physician before using the massage gun.

6. CLEANING

- To clean the device, use a slightly damp cloth, then dry thoroughly.
- Clean the heads using antibacterial products to prevent any bacterial contamination.

7. TROUBLESHOOTING

- If the massage gun does not turn on, check the charging connections, and proceed with a full charge.
- If the battery does not charge, check if the power cable is correctly connected to the charger or to the power outlet.

8. BATTERY AND ADAPTER SPECIFICATIONS

Battery specifications:

2 x 18650 cells,

Voltage: 7.4 V

Wattage: 10 W

Battery capacity: 1500 mAh

Charging time: about 2 h

Battery life: about 40 minutes

Adapter specifications:

Input 100-240 V AC | 50/60 Hz | 0.4 A

Output: 8.4 V DC | 1.0 A

Note on battery life:

If the device is not used for a long period of time, it is recommended to charge the battery to 50% every 3 months.